

*Eficaz em queimaduras
Solução em Podologia
Bactericida
Antimicrobiano
Aplicação Humana
Veterinária
Botânica
Agricultura*

**Gerador Automático
AISG1900
Manual**

**Acqua
Prata**

**Acqua
Prata**

Acquaprata Eletrônicos Especiais Ltda.
Al. Princesa Izabel 2755-B - Curitiba/PR - 80730-080
Fones (55 41) 3023-5028 e WhatsApp: (41) 99599-6027
www.acquaprata.com.br
acquaprata@acquaprata.com.br

Somos amigos da natureza

Nossas patolas são impressas em impressora 3D com PLA reciclável sujeitas a pequenas imperfeições mas que não influenciam em nada na produção e seus resultados. Informamos que as cores dos geradores são ilustrativas e podem variar de tonalidade

PARABÉNS!

Você está recebendo o seu Gerador de Prata Coloidal AISG1900, por favor, leia atentamente todo o manual para sanar suas dúvidas relativas quanto ao tipo de água utilizar, tempo destinado à produção da Prata e Ouro Coloidal, armazenamento e acondicionamento da solução, como montar seu Gerador AISG1900, como limpar e conservar os eletrodos e informações adicionais.

Vamos conferir os itens de seu gerador:

- 01 Maleta de acondicionamento
- 01 par de eletrodos de prata 08 cm
- 01 copo Becker de 400ml
- 02 frascos âmbar
- 01 gerador AISG1900
- 01 dosador de 15 ml.
- 01 estojo com caneta laser
- Manual e certificado de garantia




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E USO:

Não se preocupe com a voltagem, o Gerador Analógico AISG1900 é bivolt ou seja, funciona tanto em 110 quanto em 220 volts.

Conecte (ou desconecte) os eletrodos **segurando-os sempre na parte da solda**, desta forma evitará o rompimento do filete com a solda. O sistema é bem simples, observe a imagem.

Lembre-se, o mau uso não será coberto pela garantia.



ACQUAPRATA AISG 1900

Gerador Automático de Prata e Ouro Coloidal

TERMO DE GARANTIA

Assegura-se a este gerador de prata iônica e coloidal garantia contra qualquer defeito de material ou fabricação que nele se apresente no período de 06 (seis) meses contados a partir da data de sua aquisição pelo usuário.

Os serviços em garantia a serem prestados são restritos unicamente ao conserto gratuito das peças defeituosas ou substituição, por outras durante a vigência desta garantia, desde que, a critério de um técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso.

A garantia torna-se nula e sem efeito se este gerador sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, desgaste natural das peças e componentes, uso abusivo ou em desacordo com as instruções fornecidas com o aparelho, descuido do usuário em seu manuseio, transporte ou remoção do aparelho, ou ainda no caso de apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas pelo fabricante.

IMPORTANTE: a garantia descrita acima terá validade apenas se os quadros abaixo forem corretamente preenchidos.

Nome do cliente: _____

Telefone: _____ Modelo do aparelho: **AISG 1900**

Data da Venda: _____ / _____ /0000

Código da garantia: _____

Carimbo do revendedor: _____



A PRATA...

A prata é o mais poderoso bactericida, fungicida, germicida que se conhece, atuando também contra vírus e retrovírus. Na forma coloidal não há riscos conhecidos para a saúde humana, animal ou vegetal. Não há relatos de retenção de metais no organismo. Nossa experiência de uso há mais de 15 anos, tanto pessoal quanto de milhares de clientes já atendidos, com sucesso, demonstra a segurança no uso.

Importante: Nunca recomendamos a suspensão de qualquer tratamento médico que esteja sendo conduzido. É interessante que o médico seja informado. Não existe histórico de interação medicamentosa, nem feitos colaterais.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES!

- * Verifique sempre que os eletrodos estejam retos, paralelos e com ambas as superfícies voltadas uma para outra (ver foto).
- * Nunca encoste os eletrodos um no outro com o aparelho ligado, isto poderá danificar os componentes internos!
- * Ao colocar a fonte geradora na tomada, só ligue o interruptor quando o porta eletrodos estiver devidamente ajustado no copo de Becker. O led aceso indicará se o gerador estiver ligado.
- * O AISG1900 é um gerador com três sistema de desligamento, Prata, Ouro e um manual caso queira produzir com tempo maior aos já predeterminados pelo aparelho. As soluções mais concentradas poderão ser produzidas deixando-se mais tempo. Recomendamos não ultrapassar 20 minutos, pois poderá haver saturação. Caso isso ocorra, pode-se diluir em até 20, 30 partes de água e usar em plantas. (borrifar ou regar)
- * Nunca use água clorada (da rede pública). O cloro reage negativamente com a prata.

A produção conforme indicação geralmente resultará em uma solução com uma leve névoa, podendo chegar a ser levemente leitosa. Caso possua uma caneta ou apontador laser, se poderá verificar a intensidade do fecho (Efeito Tyndall). Comercializamos canetas laser, mas pode ser qualquer uma adquirida no comércio local. Caso ocorra coloração estranha, existência de partículas visíveis em suspensão, descarte a solução e troque de água, por outra marca, pois pode ter havido problemas no lote.

Recomendamos que toda solução após feita, possa ficar em repouso por cerca de 20 minutos, para que se observe o eventual volume de sedimentação. Se este for significativo, ou seja, uma mancha no fundo, é provável que a água tenha muitos sais e os colóides se juntaram aos cloretos. Não usar esta solução. Troque de água. O repouso deve ocorrer longe da luz.

Este modelo de gerador não possui timer para se auto-desligar, portanto, use um cronômetro (celular).

Após a utilização, limpe os eletrodos cuidadosamente com um papel toalha. A "lama" cinza escura é normal, chama-se "lama eletródica" (ânodos e cátions).

Os eletrodos se desgastarão lentamente, a cada sessão de produção de solução. Use-os até desaparecerem. Você pode aumentar o tempo de imersão em 2 a 3 minutos quando constatar que os eletrodos estiverem finos – o desgaste se dá pelas laterais, diminuindo sua superfície. Este aumento de tempo compensará a perda de superfície dos eletrodos.

Altere a polaridade dos eletrodos, ou seja, trocando-os a cada sessão, para que o desgaste ocorra de maneira uniforme.

Acondicione a solução pronta, após o "descanso" em frascos âmbar, garrafas de vidro escuro, ou proteja os frascos translúcidos com papel escuro. A solução poderá ficar mais "amarga" após alguns dias, podendo ser armazenada por cerca de 30 dias. A verificação da existência de colóides com laser (se existir fecho, existem colóides em suspensão) em soluções armazenadas é recomendada. Nunca chacoalhe o frasco! Não consuma os sedimentos que eventualmente existirem no fundo dos frascos. separe a solução. Teste com o laser.

Não guarde a solução perto de equipamentos eletroeletrônicos, ou sobre metais (mesas, prateleiras, estantes de ferro, alumínio, etc).



Após encaixar os eletrodos, coloque água no copo Becker até a marca de 400ml. Nunca deixe que o nível da água alcance a parte com solda pois ela é feita de estanho.

Qual água utilizar?

Nossa experiência de mais de uma década recomenda a utilização de água mineral de baixa condutividade elétrica – preferencialmente menos de 120us mas nunca mais do que 150us. Observe esta anotação nos rótulos das águas comerciais, sempre próxima da indicação de Ph.

Recomenda-se Ph entre 5 e 7.

Nota: a utilização de água destilada, bidestilada e deionizada exige outros procedimentos por conta e risco do usuário. Nossa experiência não apresentou resultados eficazes.

COMO FAZER SUA SOLUÇÃO DE PRATA COLOIDAL:

Após conectar os eletrodos ao gerador coloque água até a marca de 400ml e introduza os eletrodos conectados ao gerador AISG1900 no copo Becker.

VERIFIQUE QUE OS ELETRODOS ESTEJAM RETOS E NUNCA OS ENCOSTE UM NO OUTRO SOB O RISCO DE CURTO E DANOS AO GERADOR.

Entendendo seu gerador AISG1900:



Quando você ligar o gerador na tomada e apertar o botão de ligar, dois led's se acenderão: o led vermelho do power e o amarelo da prata. Ele vem configurado de fábrica para que você produza já a solução de prata coloidal, para isso é só apertar o botão maior onde diz **ligar/cancelar**. A luz verde de **Produzindo** se acenderá e a produção deu início. Assim que concluir o processo ele se auto-desligará mas não soará nenhum aviso.

Para produzir o ouro coloidal, basta adquirir os eletrodos de ouro e inserir no mesmo local onde estavam inseridos os de prata e clicar no botão de **seleção** para acender o led da opção ouro e depois

apertar o **ligar/cancelar** para iniciar a produção do ouro coloidal então. Após duas horas ele se desligará automaticamente. Agora, caso deseje utilizar tempo diferenciado tanto para a prata quanto para o ouro, no botão de **seleção** ao pressioná-lo acenderá a luz laranja para **Manual**. **Lembre-se, ao optar por esse modo, ele não desligará automaticamente e você deverá controlar o tempo através de seu relógio para assim desligar o processo no botão Ligar/cancelar.**

Ao final de cada processo, você poderá ver como ficou a solução bastando para isso apertar o botão **Laser** e observar dentro do copo Becker o feixe de laser na solução. Este feixe normalmente é de

uma cor rosa onde demonstra a suspensão dos colóides de prata ativos e que esta é uma solução de prata coloidal de ótima qualidade. Além disso a coloração da solução de prata deverá estar um pouco leitosa como se tivesse pingado uma ou duas gotas de leite. Este fato não vai ocorrer quando produzir o ouro coloidal. Nunca deve ficar cinza e nem amarelada em excesso. Nosso gerador foi elaborado para que a solução tenha esta consistência. Caso ocorra uma coloração diferente da não recomendada, a causa poderá ser a água mineral ou tempo excedido. Caso seja a água, substitua por outra marca. Você pode fazer a solução com a concentração maior aumentando o tempo (UP) recomendado para outras aplicações tais como, uso tópico, agricultura, pet.



ACESSÓRIOS:



Spray nasal
para aplicações nos casos de sinusite, renites ou alergias.



Spray pocquet
para aplicações cutâneas.



Conta gotas
muito utilizado para dosar aplicação para crianças.



Caneta laser
muito utilizada para efeito Tyndall. Observar os colóides em suspensão. Só acompanha no gerador DISG2600



Copo Becker
Nos tamanhos:
250 ml
400 ml
1.000 ml



Vidros âmbar
Nos tamanhos:
250 ml
1.000 ml



Borrifador 1,5 lts.
Utilizado para pulverização de ambientes, roupas de cama, cozinhas, etc. Também em animais, jardins e plantações caseiras.

Borrifador 500 ml.
Utilizado para pulverização de ambientes, roupas de cama, cozinhas, etc. Também em animais, jardins e plantações caseiras.



INDICAÇÕES E APLICAÇÕES:

- Para fortalecer o sistema imunológico, recomenda-se uma dose diária de 15ml de solução pura ou diluída em meio copo de água.
- Para tratar de patologias (doenças), pode-se reforçar as doses, até 3, 4 doses de 15ml distribuídas ao longo do dia.
- Para patologias em crianças menores de 5 anos, tais como, gripes, resfriados, asma, bronquites, recomendamos inalação de 10 minutos (solução pura), ao invés de doses orais.
- A administração de solução poderá ocasionar diarreia (pouco comum). Neste caso, recomenda-se mesmo a inalação.
- Bastante eficaz em sinusites se inalada a solução, para adultos, recomenda-se 2 sessões de 10 a 15 minutos por dia. Idem para dores de garganta, catarro, gripes muito resistentes, pneumonias, "virose", e outras afecções do trato respiratório. Inaladores podem ser adquiridos em farmácias. A inalação permite que os colóides circulem também na corrente sanguínea, eliminando os microrganismos com muita eficiência.
- Aplicações feitas em hematomas por entorses, batidas e outros com compressas de solução por algumas horas têm tido efeitos fantásticos.
- Sobre queimaduras, recomendamos compressas da solução pura ou diluída em 50% em soro fisiológico. Pode-se, conforme o caso, borrifar sobre o ferimento. Cortes, frieiras, cravos, espinhas, podem receber gaze ou pano embebido com a solução de prata por 10 minutos ou mais. Ótimo para limpeza facial, combate ao odor dos pés (chulé). A caspa pode ser eliminada simplesmente molhando os cabelos e o couro cabeludo com a solução e deixar secar (sem expor-se ao sol).
- Descubra mais e mais utilizações no nosso site e também com suas experiências. A solução pode ser utilizada para muitas e muitas situações, incluindo o mundo vegetal (as plantas crescem mais vigorosas!), no mundo "pet" – os cães, gatos e demais animais, podem ser tratados com a solução, seja por borrifamento sobre a pele/pelo/penas (solução mais concentrada), ou administrando a solução misturada em água ou ainda por meio de seringas de alimentação forçada nas mesmas proporções humanas.

Não deixe de narrar os sucessos obtidos com o uso de Acqua Prata, pois eles servirão para motivar outras pessoas a resolverem seus problemas de saúde com menor custo e mais eficiência, sem agredir o organismo. Afinal, repartir esse conhecimento com outras pessoas é também um gesto de muita solidariedade – relato@acquaprata.com.br

Estes acessórios podem ser adquiridos em separado em nossa loja www.acquaprata.com.br